

検体依頼手順

この度は弊社受託測定サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
弊社受託測定サービスをご利用されるお客様へ、下記にご案内を用意しております。

Toxic AGEs 測定依頼書の各項目を記入し、事前に E-mail または FAX にて送信してください。
お申込の際は以下の点にご注意ください。

- ご自身の検体管理番号は、必ずご記入ください。
- ご依頼件数の多い方は、toxic AGEs 測定依頼書の 2 ページ目をコピーしてご利用ください。

【検体のラベル】

ご自身の検体管理番号（toxic AGEs 測定依頼書に記されたものと一对になるもの）を必ず提出容器に明記してください。

必要に応じて検体採取年月日、検体の種類、検体量、依頼者名、緊急時連絡先等もご記入ください。

【検体の保存容器】

検体の乾燥を防ぐため、スクリュウキャップタイプ（容量 0.5 - 1.5 mL）の容器をご使用ください。
ご要望に応じて、採血管や検体保存用のチューブをご用意致します（別途費用）。

【検体の必要量】

検体は 0.1 mL 以上の提出をお願い致します。検体量が 0.1 mL 未満の場合はご相談ください。

【検体の保存】

必ず -20℃以下で凍結保存してください。

【検体の送付方法】

検体チューブの破損を防ぐためチューブをフリーズボックスに収納の上、十分量のドライアイスと共に発泡スチロール製搬送ボックスに梱包してください。

その後、弊社にご発送日を事前連絡の上、弊社営業時間内（平日 9:00 - 17:00）の到着となるよう、冷凍便にてご発送ください。

弊社休業日（土・日・祝日・GW・年末年始等）の到着を避けてください。

お客様の大切な検体の受取を確実にするため、輸送業者名、荷物の追跡番号のご連絡を推奨いたします。

【所要日数】

検体を受領した日を起算日とし、報告書をお手元にお届けするまでの所要日は、7 - 10 営業日を予定しております。

お急ぎの場合は電話もしくは E-mail にてご相談ください。

【検体保管期間】

お預かりした検体は、ご依頼日より3ヶ月間保管し、再検査や追加検査のご要望にお応えしております。
3ヶ月以上の保管をご希望の場合はご相談ください。

なお、保管期間を過ぎた検体につきましては、当社で処分させていただきます。
ご希望がございましたら、返却いたします（別途費用）。

【お問合せ先・発送先】

Bloom Technology 株式会社

〒860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本3丁目14-3 くまもと大学連携インキュベータ 304号

Tel:096-375-5511 Fax:096-206-1787

Email:info@bloom-technology.co.jp